

# Barre à Genou

Accessoire permettant le maintien de la flexion du genou



**SURGINOV**  
Faire de vos idées l'innovation de demain

# Barre à Genou

## Présentation:

La **barre à genou Surginov** a été spécialement étudiée pour la réalisation des plâtres et résines du membre inférieur. Elle permet le support provisoire du membre inférieur en flexion pendant la confection du plâtre.

Grâce à ses dimensions elle est auto stable et ne nécessite pas de fixation à la table.

Réalisée en acier Inoxidable électro poli, elle résiste aux agents de nettoyage et aux produits désinfectants.

La barre d'appui est réglable en hauteur pour s'adapter à tous les patients.

En option, un coussin cylindrique en mousse, est disponible pour l'habillage de la barre d'appui.

## Avantages:

- Auto stable.
- Réglable en hauteur.
- Résiste aux agents nettoyants/désinfectant.
- Solidité de la barre d'appui.
- Coussin de confort en mousse disponible.

## Caractéristiques:

### Barre à genou Surginov

- Hauteur réglable de 25 à 40 cm.
- Dimension de l'embrace 29 cm x 43 cm.
- Barre d'appui diamètre 18 mm.
- Acier Inoxidable.

### Coussin cylindrique


- Diamètre 6 cm.
- Mousse 41 Kg/m<sup>3</sup>.
- Revêtement noir antistatique.

## Références:

- Barre à Genou: SURGIOBA00000001
- Coussin cylindrique: ACSIOCOU00000019

## Prix de vente:

- Barre à Genou: 504€ HT (602,78€ TTC)
- Coussin cylindrique: 97,50€ HT (116,61€ TTC)



**SURGINOV**